




Produkt Produktnummer	CareSystem Stützklappgriff, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R3548000
Farbe	Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>Stützklappgriff ohne Federbelastung, 850 mm Ausladung, höhenverstellbar um 250 mm, für Montage auf waagerechter Wandschiene Auslaufmodell per 31/12-2015.</p> <p>Stützklappgriff ohne Federbelastung, 850 mm Ausladung, höhenverstellbar um 250 mm, für Montage auf waagerechter Wandschiene Auslaufmodell per 31/12-2015.</p>
Verstellung	Höhen- und seitlich verstellbar
Produktkapazität	Max. Belastbarkeit: 135 kg.
Materialien	Hauptmaterial: 20 Mikrometer anodisiertes Aluminium Oberflächenmaterial: Zwei-Komponenten-Kunststoff (PVC) Abdeckkappen: Arnite (PET,PETP), Abdeckschiene: Styropor (PS)
Ergonomie	Der ovale Querschnitt des Stützklappgriffes ermöglicht einen sicheren Halt. Das Griffende ist aufgrund der ergonomisch sinnvollen Griffabrundung eine weitere gute und hilfreiche Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen. Das Oberflächenmaterial ist weich, rutsicher und fühlt sich nie kalt an.
Funktionen	Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden. Die Unterseite ist zur Montage von verschiedenem Zubehör geeignet. Der Stützklappgriff ist auf der waagerechten Wandschiene verschiebbar und um 250 mm höhenverstellbar.



PRESSALIT®

Produkt	CareSystem Stützklappgriff, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
Produktnummer	R3548000
Reinigung	Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®