




Produkt Produktnummer	Ablagemodul für PLUS Wandschiene, 600 mm Trägerstange RT476
Produkt- beschreibung	<p>VVS:777539860 NRF:7501024 EAN:5708590314709 HMI: 124122 NBS:N13:449</p>  <p>Die verschiedenen PLUS Ablagemodule sind praktische, an einer Trägerstange befestigte Ablagen, die zur Montage an PLUS Wandschienen, PLUS Waschtisch-Liftern sowie für eine Wandmontage erhältlich sind. Sie bieten großzügige Ablagemöglichkeiten und verfügen über einen Handtuchhalter und Schaleneinsätze zur Aufbewahrung von Hygieneartikeln.</p> <p>Ablagemodul: Trägerstange 600 mm, zur Montage auf Wandschiene, inkl. 2 Stck. Ablagen 400 mm, Handtuchhalter und 2 Stck. Schaleneinsätze.</p>
Verstellung Produktkapazität	<p>Höhen- und seitlich verstellbar</p> <p>Maximale Belastbarkeit: 12 kg. Belastung pro Ablage: 4 kg. Belastung Handtuchhalter: 4 kg.</p>
Materialien Garantie	<p>Aluminium. Edelstahl. Laminat</p> <p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausbessert oder neu geliefert werden.</p>



PRESSALIT®

Produkt	Ablagemodul für PLUS Wandschiene, 600 mm Trägerstange
Produktnummer	RT476

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®